

# 全自动便携式 小型热合机

mobile 3724



## 轻松方便携带

全自动便携式小型热合机mobile 3724是一台对医用PVC导管进行快速热合的便携设备,并由电池进行供电。充足的电池可供超过500次的直径最大为6mm的PVC导管热合。

## 人性化手柄

手柄手感极佳,便捷操作,使用者可长达数小时地使用该便携式热合机。长达150mm的螺旋纹线则保证了一定空间的灵活运用范围。

## 设备参数

设备型号	mobile 3724
热合能源	高频(HF)
热合时间	3 秒
最大热合管外径	6 mm
完全充电后热合次数	500
外部尺寸	L 260mm * W 164 mm * H 110 mm
重量	2.3KG

# 深研生物为细胞治疗产品制备生产 提供整体解决方案

Total solution for cell therapy product manufacturing



电话: +86-755-86562586  
电邮: enquiry@eurekabio.com  
网址: www.eurekabio.com  
地址: 深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座8楼



**Eureka** bio  
深研生物科技